

wir bewegen Ihr Leben  
**drive**

# Badelift bellavita

Der **Leichteste** seiner Klasse!



**NEU**



# Badelift bellavita

Vorteile, die überzeugen ...



**1** Wiegt nur 9,3 kg!



**2** Passt in jede Badewanne!



**3** Hygieneaussparung!





## ... für einen unbeschwerten Badegenuss!

**1** **Der einzige Badelift mit nur 9,3 kg Gewicht!**  
Geringes Gewicht – maximale Belastbarkeit und Stabilität. Das Bellavita-Design beweist, hier ist Funktion zeitgemäß in Form gebracht.

**2** **Minimale Sitztiefe – maximales Badevergnügen.**  
Es sind keine Höhenadapter erforderlich, auch nicht bei tiefen Wannen bis 48 cm Höhe. Man kann also stets die optimale Badetiefe nutzen.

**3** **Hoher Komfort durch Hygieneaussparung und ergonomisch geformten Rücken!**  
Die Hygieneaussparung erleichtert die Intimhygiene. Zusätzlicher Komfort: Sitz- und Rücken- teil sind ergonomisch geformt.

**4** **Schwimmfähige und bequeme Handsteuerung bietet optimale Sicherheit.**  
Die Funktionstasten haben für Nutzer mit geschwächtem Sehvermögen unterschiedliche Formen und Farben. Die gelbe Kontroll-Lampe blinkt, wenn der Akku fast leer ist. Der Strom reicht dann noch für einen kompletten Badevorgang! Der integrierte Akku lässt sich jederzeit schnell aufladen.

**5** **Kein Montageaufwand – einfache Handhabung.**  
Auspacken – Sauger anbringen – fertig! Schnelle Reinigung durch glatte Oberflächen und geschlossene Rückenlehne. Der Lift lässt sich ohne große Kraftanstrengung anheben, da die Frontsauger dabei automatisch belüftet werden.

**6** **Der einzige Badelift mit integrierten Tragegriffen an Liftrücken und Untergestell!**  
Bellavita ist leicht und kompakt. Er lässt sich zusammenfalten oder in zwei Teile zerlegen und daher einfach transportieren bzw. verstauen. (Gewicht à 3,8 kg und 5,5 kg!)



Rückenansicht

5

6



Bezüge in 3 Farben erhältlich

# Badelift bellavita

## TECHNISCHE DATEN

PRODUKTBEZEICHNUNG	Bestellnummer
Badelift Bellavita ohne Bezug*	Art.-Nr. 465 100 100
Badelift Bellavita Classic weiß	Art.-Nr. 465 100 252
Badelift Bellavita Classic blau	Art.-Nr. 465 100 312
Badelift Bellavita Classic grau	Art.-Nr. 465 100 432
Badelift Bellavita Comfort weiß	Art.-Nr. 465 200 252
Badelift Bellavita Comfort blau	Art.-Nr. 465 200 312
Badelift Bellavita Comfort grau	Art.-Nr. 465 200 432

\* Die Sitzfläche des Bellavita ist strukturiert und auch ohne Bezug einsatzbereit.

### BELASTBARKEIT

<b>Max. Körpergewicht</b>	<b>140 kg</b>
---------------------------	---------------

### GEWICHT

Gewicht gesamt inkl. Handsteuerung:	9,7 kg
Gewicht ohne Handsteuerung:	9,3 kg
Gewicht Sitzeinheit:	5,5 kg
Gewicht Antriebs-/Rückeneinheit:	3,8 kg
Gewicht Handsteuerung inkl. Akku:	0,4 kg

### ABMESSUNG

Länge gesamt (bei abgesenkter Rückenlehne):	ca. 830 mm
Breite gesamt (Sitzplatte inkl. Seitenklappen):	ca. 700 mm
Sitzbreite:	ca. 350 mm
Sitztiefe:	ca. 420 mm
Sitzplatte Gesamtlänge:	ca. 570 mm
Sitzhöhe (min./max.):	ca. 60 mm / ca. 480 mm
Rückenlehne (Höhe/Breite):	ca. 640 mm / 320 – 360 mm
Rückenlehnenverstellung:	von 10° bis 50°
Bodenplatte (Breite/Länge):	310 mm / 560 mm

### AKKU

Lithium-Ionen, wiederaufladbar:	12 V, 1,3 Ah
Abschaltautomatik:	30 Minuten max.
Ladedauer:	4 Stunden max.

### HILFSMITTELNUMMER

Bellavita ohne Bezug	04.40.01.0054
Bellavita mit Bezug Classic	04.40.01.0055



Einfach: Den Stecker der Handsteuerung am Liftrücken einstecken



Praktisch: Die Halterung für die Handsteuerung