

*Für Ihre Mobilität*













## ***Rollatoren***

***9 Modelle im Vergleich***



***Bleiben Sie in allen Lebenslagen mobil, flexibel und unabhängig.***

[www.rmcstolze.de](http://www.rmcstolze.de)

	Migo 2 G ..... 4
	<i>Standard-Rollator</i>
	Gigo ..... 6
	<i>Leichtgewichtrollator</i>
	Server ..... 8
	<i>Premium-Rollator</i>
	Spring ..... 10
	<i>Premium-Rollator</i>
	Spring Carbon ..... 12
	<i>Premium-Rollator</i>
	Taima XC ..... 14
	<i>Premium-Rollator</i>
	Saljol Allround Rollator ..... 16
	<i>Premium-Rollator</i>
	Saljol Carbon Rollator ..... 18
	<i>Premium Ultra-Leichtgewicht-Rollator</i>
	INDOOR> ..... 20
	<i>Premium Indoor-Rollator</i>
	Zubehör ..... 22
	Kundenmeinungen ..... 23

Bilder und Grafiken:

© SALJOL GmbH (S. 1, 2, 17, 19)  
 © Rehasense Deutschland GmbH (S. 2, 9)  
 © Besco Medical Medizin- und  
 Rehaprodukte GmbH (S. 2, 11, 13)

© wheelzahead.com (S. 2, 21)  
 © Ludwig Bertram GmbH (S. 22)  
 © rmcStolze GmbH - weitere Fotos  
 © stock.adobe.com - Una

Satz + Gestaltung:  
 www.pluszwei.de  
 BRO\_RLTRÜBRS\_27.08.24

Sehr geehrte Kunden,

die Auswahl an Rollatoren ist riesig, nicht immer ist es leicht, das individuell am besten geeignete Modell zu finden.

In der vorliegenden Broschüre haben wir für Sie eine umfangreiche Auswahl an Rollatoren für unterschiedlichste Bedürfnisse zusammengestellt. Sie finden die jeweiligen Vorteile kurz und prägnant zusammengefasst sowie die wichtigsten technischen Details für einen direkten Vergleich verschiedener Modelle übersichtlich notiert.

Zu unseren Rollatoren können Sie selbstverständlich auch umfangreiches und hilfreiches Zubehör erwerben – ganz individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt.

Auf unserer Internetseite finden Sie zu den einzelnen Rollatoren detaillierte Informationen:

[www.rmcstolze.de/rollatoren](http://www.rmcstolze.de/rollatoren)

Haben Sie weitere Fragen zum Thema Mobilität im Alltag? Wir beraten Sie gern. Unsere Kontaktdaten sowie Ihr rmcStolze Sanitätshaus Fachgeschäft vor Ort finden Sie auf der Rückseite dieser Broschüre.

Ihr rmcStolze Team

**\* Hinweis zur Aufzahlung**

Bitte beachten Sie, dass die Aufzahlung zu Ihrer kassenärztlichen Verordnung keine Preiserhöhung darstellt. Sie ist lediglich der Differenzbetrag zwischen dem Produktpreis und dem Anteil, den Ihre Krankenkasse übernimmt.

Diese Aufzahlung entspricht *nicht* der gesetzlichen Zuzahlung. Durch die Aufzahlung wird das Hilfsmittel nach Ende des Versorgungszeitraumes Ihr Eigentum.

# Migo 2 G

Standard-Rollator

Unser Preis: 129,00 €

Aufzahlung\*  
mit Rezept: keine

\* Hinweis Aufzahlung: Seite 3

## Vorteile auf einen Blick



### Der Klassiker – jetzt noch flexibler

- kleines faltmaß, leicht zu verstauen
- werkzeuglose Montage
- 50 mm breite Räder mit geschlossener Felge
- im Innen- und Außenbereich einsetzbar
- Reflektoren für Ihre Sicherheit
- Faltsicherung erfolgt über eingerasteten Sitz
- ergonomische Bremse
- Handgriffe in der Höhe stufenlos verstellbar
- Lieferung inklusive Korb, Tablett und Stockhalter



## Migo 2 G

Rollator gefaltet

## Technische Daten



Standard-Rollator Migo 2G	
Gewicht	nur 9 kg
belastbar	bis 130 kg
Maße (L x B x H)	61 x 58 x 100 cm
Faltmaße (L x B x H)	23 x 58 x 74 cm



### Wichtiger Hinweis:

Dieser Rollator  
bleibt im  
gefalteten Zustand  
**NICHT** stehen!



# Gigo

Leichtgewichtrollator

**Unser Preis: 179,00 €**

**Aufzahlung\*  
mit Rezept: 119,00 €**

\* Hinweis Aufzahlung: Seite 3

## Vorteile auf einen Blick



### Besonders leichter Rollator aus Aluminium

- sicheres und bequemes Sitzen durch tiefe Sitzfläche und gepolsterten Rückenbügel
- Einhand-Faltmechanismus für sicheres und komfortables Falten des Rollators
- ergonomische Bremse
- anatomisch geformte Handgriffe, in Höhe und Winkel stufenlos einstellbar
- Lieferung inklusive Korb, Tablett, Rückenstütze und Stockhalter



## Gigo

Rollator gefaltet

## Technische Daten



### Leichtgewichtrollator Gigo

Gewicht	nur 8 kg
belastbar	bis 120 kg
Maße (L x B x H)	61 x 63 x 93,5 cm
Faltmaße (L x B x H)	28 x 63 x 100 cm



### Wichtiger Hinweis:

Dieser Rollator bleibt im gefalteten Zustand **NICHT** stehen!



# Server

Premium-Rollator

**Unser Preis: 299,00 €**

**Aufzahlung\*  
mit Rezept: 229,00 €**

\* Hinweis Aufzahlung: Seite 3

## Vorteile auf einen Blick



### Der Bestseller

- der Klassiker unter den Alu-Leichtgewicht-rollatoren mit großer Auswahl an Zubehör
- inklusive Rückengurt und Stockhalter
- große Einkaufstasche bis 5 kg belastbar
- bequeme und leicht anpassbare Griffhöhe
- patentierter, roter „Click & Safe“ Sicherheitsverschluss
- clevere Tragefunktion zum Heben und Tragen des Rollators
- ausgestattet mit Reflektoren, Kantenabweiser und Ankipphilfe

## Technische Daten



Premium-Rollator Server	
Gewicht	6,9 bis 7,4 kg
belastbar	bis 150 kg
Maße (L x B x H)	66 x 61 x 63 – 102 cm
Faltmaße (L x B x H)	66 x 22 x 72 – 79 cm



## Server

*Rollator gefaltet*



### Hinweis:

*Dieser Rollator bleibt im gefalteten Zustand stehen.*



# Spring

Premium-Rollator

**Unser Preis: 399,00 €**

**Aufzahlung\*  
mit Rezept: 299,00 €**

\* Hinweis Aufzahlung: Seite 3

## Vorteile auf einen Blick



### Mit Federung

- bodennah montierte Ankipphilfen
- längs faltbar, bleibt auch im gefalteten Zustand stehen
- große Lenkräder, Durchmesser 25 cm
- erhältlich in 3 Sitzhöhen
- gepolsterte Sitzfläche
- zusätzlicher Dämpfungseffekt durch Federelemente
- inklusive Sitz und Rückengurt, Netztasche und Stockhalter



## Spring

**Rollator gefaltet**

## Technische Daten



Premium-Rollator Spring	
Gewicht	nur 8,3 kg
belastbar	bis 136 kg
Maße (L x B x H)	60 x 61 x 80 – 104 cm
Faltmaße (L x B x H)	70 x 24 x 90 cm



### Hinweis:

*Dieser Rollator bleibt im gefalteten Zustand stehen.*



# Spring Carbon

Premium Ultra-Leichtgewicht-Rollator

**Unser Preis: 649,00 €**

**Aufzahlung\*  
mit Rezept: 459,00 €**

\* Hinweis Aufzahlung: Seite 3

## Vorteile auf einen Blick



### Das Leichtgewicht

- Carbon – hohe Stabilität bei geringem Gewicht
- angenehmes Lenk- und Fahrgefühl durch große Vorderräder
- sicheres Gefühl durch ergonomisch geformte Schiebegriffe und große, leichtgängige Bremsgriffe mit im Rahmen verlegten Bremszügen
- erhältlich in 3 Sitzhöhen und 3 Farben
- lässt sich klein und platzsparend zusammenfallen
- inklusive abnehmbarem Komfortrückengurt, Stockhalter und Netztasche



## Spring Carbon

Rollator gefaltet

## Technische Daten



### Premium-Rollator Spring Carbon

Gewicht	nur 5,7 bis 5,9 kg
belastbar	bis 136 kg
Maße (L x B x H)	70 x 59,5 x 83 – 106,5 cm
Faltmaße (L x B x H)	70 x 25 x 84 – 95 cm



### Hinweis:

Dieser Rollator bleibt im gefalteten Zustand stehen.



# Taima XC

Premium-Rollator

**Unser Preis: 459,00 €**

**Aufzahlung\*  
mit Rezept: 339,00 €**

\* Hinweis Aufzahlung: Seite 3

## Vorteile auf einen Blick



### Der Outdoor-Spezialist

- große 12 Zoll luftbereifte Räder, dadurch optimale Fahreigenschaften auf unebenem Gelände
- die Luftbereifung schont im besonderen Maße die Gelenke
- längs faltbar, bleibt auch im gefalteten Zustand stehen
- Faltsicherung
- ergonomische Bremse
- Handgriffe in der Höhe verstellbar



## Taima XC

**Rollator gefaltet**

## Technische Daten



Premium-Rollator Taima XC	
Gewicht	nur 9 kg
belastbar	bis 150 kg
Maße (L x B x H)	75 x 67 x 85 – 95 cm
Faltmaße (L x B x H)	27 x 67 x 75 cm



### Hinweis:

Dieser Rollator bleibt im gefalteten Zustand stehen.



# Saljol Allround

Premium-Rollator

Unser Preis: 479,00 €

Aufzahlung\*  
mit Rezept: 379,00 €

\* Hinweis Aufzahlung: Seite 3

## Vorteile auf einen Blick



### Das schicke Multitalent für Stadt und Land

- gefertigt aus Aluminium wiegt der Rollator nur 6,4 kg
- auf allen Untergründen wendig und leicht zu manövrieren
- stoßabsorbierende All-Terrain-Reifen
- mehr Fahrkomfort dank extragroßer Vorderräder
- in 2 Größen und 2 Farben erhältlich
- bei uns erhalten Sie den Gurt inklusive



## Saljol Allround

Rollator gefaltet

## Technische Daten



### Premium-Rollator Saljol Allround Rollator

Gewicht	6,4 kg
belastbar	bis 150 kg
Maße AR54 (L x B x H)	69 x 61 x 76-88 cm
Maße AR62 (L x B x H)	67 x 61 x 81-103 cm
Faltmaße (L x B x H)	67/69 x 21 x 76/81 cm



### Hinweis:

Dieser Rollator bleibt im gefalteten Zustand stehen.



# Saljol Carbon

Premium Ultra-Leichtgewicht-Rollator

**Unser Preis: 649,00 €**

**Aufzahlung\*  
mit Rezept: 459,00 €**

\* Hinweis Aufzahlung: Seite 3

## Vorteile auf einen Blick



### Das Leichtgewicht

- ultraleicht
- für leichten Transport faltbar
- sicheres Bergabfahren dank Gangschaltung
- stoßabsorbierende Reifen und Korkgriffe
- viele Reflektoren für Sichtbarkeit im Dunkeln
- in 2 Größen und 3 Farben erhältlich
- umfangreiches Zubehör separat erhältlich



## Saljol Carbon

Rollator gefaltet

## Technische Daten



### Premium-Rollator Saljol Carbon Rollator

Gewicht	nur 5,8 kg
belastbar	bis 150 kg
Maße CR54 (L x B x H)	67 x 62 x 76 – 88 cm
Maße CR62 (L x B x H)	67,5 x 62 x 81 – 103 cm
Faltmaße (L x B x H)	67 x 22 x 82 / 89,5 cm



### Hinweis:

Dieser Rollator  
bleibt im  
gefalteten Zustand  
stehen.



# INDOOR>

Premium Indoor-Rollator

**Unser Preis: 189,00 €**

**Aufzahlung\*  
mit Rezept: 129,00 €**

\* Hinweis Aufzahlung: Seite 3

## Vorteile auf einen Blick



### Der Wendige – leicht, praktisch, stilvoll

- durch leicht drehende Räder perfekt für den Innenraum geeignet
- Einhand-Faltmechanismus für sicheres und komfortables Falten per Knopfdruck
- praktische Bremse an jeder Stelle des Haltegriffes zu betätigen, mühelos auch mit einer Hand
- Handgriff höhenverstellbar
- Lieferung inklusive Korb und Tablett



## INDOOR>

Rollator gefaltet

## Technische Daten



Premium Indoor-Rollator INDOOR>	
Gewicht	nur 6,6 kg
belastbar	bis 100 kg
Maße (L x B x H)	66 x 54 x 94,5 cm
Faltmaße (L x B x H)	26 x 66 x 94,5 cm



### Wichtiger Hinweis:

Dieser Rollator bleibt im gefalteten Zustand **NICHT** stehen!

  
**wheelz\_ahead®**  
LET'S GET MOVING



## Zubehör

Zu Ihrem Rollator können Sie umfangreiches und hilfreiches Zubehör erwerben – ganz individuell auf Ihre Bedürfnisse und das von Ihnen ausgewählte Modell abgestimmt.

In Anbetracht der Vielfalt stellen wir Ihnen hier nur eine kleine Auswahl an Zusatzelementen vor. Auf unserer Internetseite finden Sie zu den einzelnen Rollator-Modellen detaillierte Informationen:

[www.rmcstolze.de/rollatoren](http://www.rmcstolze.de/rollatoren)

## Eine kleine Auswahl



### Handmuff Polaris

Perfekt für die kalten Jahreszeiten wärmt und schützt der Handmuff Polaris Ihre Hände vor Kälte. Er lässt sich einfach an jedem Rollator anbringen.



### Rollator-Schirm mit Halterung

Der hilfreiche Begleiter bei jedem Wetter bietet Schutz vor Regen und zu viel Sonnenschein.



## Kundenmeinungen



**Herr Eckert:**

»Seitdem ich diesen ultraleichten Carbon-Rollator besitze, habe ich endlich wieder sicheren Halt. Der Rollator ist sehr gut beweglich und leicht zu handhaben.«



**Frau Eckert:**

»Ich bin froh, dank der guten Beratung im rmcStolze Fachgeschäft, mich für den Carbon-Rollator entscheiden zu haben. Nun kann ich gemeinsam mit meinem Mann wieder längere Strecken laufen und wir können uns dank bequemer Sitzfläche Pausen gönnen.«



**Frau Neumann:**



»Aufgrund der sehr guten Beratung des Fachpersonals habe ich meine Skepsis gegenüber einem luftbereiften Rollator überwunden und bin mit meinem Modell »Taima XC« super zufrieden.

Mein Rollator sieht nicht nur gut aus, sondern fährt sich auch auf jedem Untergrund spitze und bietet mir sicheren Halt. Er lässt sich mit Zubehör wie Rückengurt und Einkaufstasche hervorragend ergänzen – was mir persönlich im Alltag sehr hilft.«

# Kontakt



Scan mich  
mit dem  
Smartphone!



## Zentrale

Am Hohen Stein 33-35  
06618 Naumburg \*gebührenfrei  
Service-Tel.: 0800 / 321 44 44\*  
eMail: office@rmcstolze.de

Nutzen Sie unseren  
**WhatsApp Service**   
und senden Sie Ihre  
Aufträge einfach an:  
**034 45 / 23 45-0**

---

### Fachgeschäft Aschersleben:

E-Center · Am Seegraben | Tel.: 034 73 / 22 65-11

---

### Fachgeschäft Borna:

Wilhelm-Külz-Straße 6-8 | Tel.: 034 33 / 27 60-70

---

### Niederlassung Dresden (01737 Kurort Hartha)

Talmühlenstraße 9a · Tel.: 035 203 / 39 29-59  
Termine nach Vereinbarung.

---

### Fachgeschäft im Halle-Center · Peißen:

Saarbrücker Straße 1 | Tel.: 03 45 / 57 54 07-20

---

### Fachgeschäft Naumburg:

Weimarer Straße 47 / 49 | Tel.: 034 45 / 23 45-40

---

### Fachgeschäft Weißenfels:

Beuditzpassage 7 | Tel.: 034 43 / 23 76-14

---

### Fachgeschäft Weißenfels (medicum):

Schillerstraße 14 | Tel.: 034 43 / 23 909-89

---

### Fachgeschäft Zeitz:

Domherrenstraße 5-6 | Tel.: 034 41 / 71 88-88

Alle Kontaktdaten und Öffnungszeiten unserer  
Niederlassungen und Sanitätshaus Fachgeschäfte:  
[www.rmcstolze.de/kontakt](http://www.rmcstolze.de/kontakt)

